



Varenummer 220343

Tape, Leukoflex, 5m x 2,5cm, hvid, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Leukoflex væsketæt tape, der er specielt velegnet til fiksering af væsketætte bandager. Den væsketætte evne tillader patienten at bade. Er strækbar og former sig efter kroppens konturer.

Leukoflex er en gennemsigtig kirurgisk tape, der er ideel til sikring af bandager på personer med følsom hud.

Tapen er uigennemtrængelig for vand og væske og er derfor velegnet til fiksering under vand.

Leukoflex er fremstillet af en meget tynd og strækbar polyethylenfilm. Leukoflex følger kroppens konturer og tilpasser sig personens bevægelser.

Leukoflex er velegnet til anvendelse som en okklusiv forbindelse.

Leukoflex har en hypoallergen polyacrylat klæbemasse, som er hudvenlig og giver en god og langvarig vedhæftning.

Fjernelse af tapen er smertefri, og der efterlades ikke klæberester.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Leukoflex
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	PEfolieplaster med PA-kautsjukklæbemasse
Længde/dybde	5 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 rI	20 cm	20 cm	27 cm	
pk	12 rI	20 cm	9.4 cm	4.9 cm	4042809026962
rI	1 rI				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.