



Varenummer 220347

Tape, Leukosilk, 9,2m x 1,25cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Hudvenlig tape af acetatsilke
- ✓ Hypoallergen, egnet til sart hud
- ✓ Høj strækstyrke
- ✓ Klæber også på plast og gummi
- ✓ Velegnet til fiksering af forbindinger



Produktbeskrivelse

Leukosilk tape er et hudvenligt fikseringsplaster af acetatsilke. Tåles også af sart hud. Stor strækstyrke. Klæber også på plast og gummi og påvirkes ikke af temperaturændringer. Velegnet til fiksering af diverse forbindinger.

Leukosilk er en hypoallergen tape.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Leukosilk
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Kunstsilke-plaster med PAemasse
Længde/dybde	9.2 m
Bredde	1.25 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 rl	25 cm	24 cm	31 cm	4042809026764
pk	24 rl	23 cm	11.8 cm	6 cm	4042809026757
rl	1 rl				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.