



Varenummer 220350

Tape, Leukoplast, 5m x 1,25cm, beige, ikke elastisk, latex, usteril

- ✓ Stærk, uelastisk beige tape
- ✓ Til bandager, katetre, kanyler, sonder
- ✓ Åndbar, høj fugtgennemtrængelighed
- ✓ Zinkoxid-klæber, sikker vedhæftning
- ✓ Indeholder latex



Produktbeskrivelse

Leukoplast Tape er en stærk fikseringstape i beige til normal hud. Sikrer stabil og sikker fiksering af forskellige bandager, katetre, kanyler, sonder mv. Tapen har en høj fugtgennemtrængelighed, hvilket minimerer risikoen for macereret hud. Fikseringsbindet er åndbart og har en høj klæbeevne. Fikseringstapen består af uelastisk porøst lærred og har en klæbemasse af zinkoxid, som hjælper til en sikker vedhæftning og kommer i en bakterieafvisende pakning. Indeholder latex.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Leukoplast
Sekundær farve	Beige
Features	Ikke elastisk, latex, usteril
Ingredienser/sammensætning	Tekstilplaster med zinkoxid-kautsjukklæbemasse
Længde/dybde	5 m
Bredde	1.25 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	240 rl	31 cm	25 cm	26 cm	5703538863233
pk	24 rl	25.2 cm	11.6 cm	6 cm	4042809027587
rl	1 rl				42078869



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.



Produktet indeholder latex.