



Varenummer 220357

Tape, Leukoplast Sleek, 5m x 2,5cm, beige, uelastisk, med latex, usteril



Produktbeskrivelse

Leukoplast sleek er en vandtæt fikseringstape. Avnendes til fiksering af bandager, kateter, forbindinger kanyler mm, som kan komme i kontakt med vand, smuds, olier og fedt. Derfor også velegnet til beskyttelse af stomier

Leukoplast består af en blød, tynd fikseringstape med stærk hæfte. Den milde elasticitet tillader tapen at forme sig efter kroppens konturer.

Indeholder latex, og bør ikke anvendes til personer med overfølsomhed for latex og kolofonium.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Leukoplast
Vareserie	Sleek
Sekundær farve	Beige
Features	Uelastisk, med latex, usteril
Ingredienser/sammensætning	Plastfilm med stærkt zinkoxid klæbemiddel
Længde/dybde	5 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.



Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	216 stk	36 cm	36 cm	26 cm	
æske	12 stk	5.6 cm	5.6 cm	3.6 cm	
pk	12 stk	5.6 cm	5.6 cm	3.6 cm	4042809533224
stk	1 stk				4042809199130



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.