

Leukoplast® Sleek

En vandtæt og fleksibel fikseringstape

Indikationer

Velegnet til fiksering og beskyttelse af bandager, forbindinger, slanger og tuber der kan komme i kontakt med vand, smuds, olier og fedt. Derfor også velegnet til beskyttelse af stomier.

Indhold

Tynd PVC-film med gummibaseret klæber.

Egenskaber

- Vandtæt fikseringstape på rulle
- Glat overflade der kan tørres af
- Fleksibel tape, der former sig efter kroppens konturer
- Diskret farve (rosa)
- Stærk og sikker gummibaseret klæber

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til personer med overfølsomhed for latex og kolofonium.



Leukoplast® Sleek				
Varenr	Størrelse	Type af rulle	Antal stk /æske	Antal stk /TRP
72379-00002	2,5 cm x 5 m	På plastikspole	12	216
72379-00003	5 cm x 5 m	På plastikspole	12	144

Essity Denmark A/S
Gydevang 33
DK-3450 Allerød
Tlf 4816 8220
kundeservice.dk@essity.com



Leukoplast®,
an Essity brand

06/2021
2001_0621



Sårbehandling i de bedste hænder