



Varenummer 220361

Tape, Leukoplast Sleek, 5m x 2,5cm, beige, uelastisk, latexfri, usteril



Produktbeskrivelse

Leukoplast sleek LF er en rivbar og vandafvisende fikseringstape, der kan bruges til at fikser og beskytte bandager, stomi og andre tuber.

Den milde elasticitet tillader tapen at forme sig efter kroppens konturer.

Er Latexfri og kommer i en antimikrobiel spole.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Leukoplast
Vareserie	Sleek
Sekundær farve	Beige
Features	Uelastisk, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Plastfilm med stærkt zinkoxid klæbemiddel
Længde/dybde	5 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	216 stk	37 cm	36 cm	25 cm	4042809191745
pk	12 stk	21.5 cm	11 cm	5.5 cm	4042809202625
stk	1 stk				4042809191738



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.