



Varenummer 220368

## Tape, Leukotape P, 13,7m x 3,8cm, beige, uelastisk, med latex, usteril

- ✓ Uelastisk ledtape
- ✓ Til led- og muskelskader
- ✓ Ekstra stærk støtte ved sportsskader
- ✓ Porøs, huden kan ånde
- ✓ Kan afrides uden saks, indeholder latex



### Produktbeskrivelse

Leukotape P er en uelastisk tape til fiksering af led. Anvendes til behandling og forebyggelse af led- og muskelskader. Giver ekstra stærk støtte ved tapening af sportsskader (forstrækninger og forvridninger). Specielt egnet til tapening af bl.a. knæsyndromer og Patello-femoral tapeteknik.

Tapen er porøs, tillader huden at ånde og kan afrides uden brug af saks. Indeholder latex i klæbemassen



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Leukotape P
Sekundær farve	Beige
Features	Uelastisk, med latex, usteril
Ingredienser/sammensætning	Rayon, zinkoxid-klæbemasse
Længde/dybde	13.7 m
Bredde	3.8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	30 stk	46.5 cm	19 cm	14 cm	
stk	1 stk				4042809042191



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder latex.