

Leukotape® P

Uelastisk tape



Solid og holdbar
Giver god støtte
Kraftig klæbemasse

Leukotape® P er en solid og kraftig tape med en stærk zinkoxid klæber, som gør den velegnet til f.eks. patella/femoral tapening.

Tapen er porøs, tillader huden at ånde og kan afrides uden brug af saks.

Indeholder latex i klæbemassen

Egenskaber og anvendelse

Fiksering af led

Giver ekstra stærk støtte ved tapening af sportskader (forstrækninger og forvridninger)

Hjælper til at forebygge sportskader

Begrænser bevægelsen i leddet (undgå yderstillinger)

Beskrivelse

Specialtape til tapening af bl.a. knæsyndromer (patello-femorale)

f.eks. ifølge Jenny McConnell-metoden.

® Reg Trad Mark



Varenr.	Størrelse	antal/pk	antal/karton
76168-00	3,75cm x 13,7m	1 stk.	30 stk.