



Varenummer 220380

Fikseringsbind, Elastomull, 4m x 6cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Til fiksering af bandager, katetre og kanyler
- ✓ Meget elastisk
- ✓ Hvid



Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af bandager, katetre og kanyler. Meget elastisk, kan autoklaveres.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringsbind
Varemærke	Elastomull
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, viskose, PA
Længde/dybde	4 m
Bredde	6 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	20 stk	18.4 cm	6.7 cm	14.8 cm	4042809022919
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.