



Varenummer 220384

Polstervat, Soffban Synthetic, 2,7m x 7,5cm, hvid, syntetisk

- ✓ Høj materialetæthed
- ✓ Udmærket polstring
- ✓ Reducerer risikoen for sår
- ✓ Let at rive over
- ✓ Bekvem og let at applicere
- ✓ Vandafvisende
- ✓ Autoklaverbar



Produktbeskrivelse

Soffban Synthetic er et meget blødt og formbart polster, som beskytter huden. anvendes som polster inden anlæggelse af kompressionsbandagen eller gips. Beskytter og udfylder ved ujævnheder, så anlæggelsen bliver optimal. Er vandafvisende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polstervat
Varemærke	Soffban
Vareserie	Synthetic
Farve	Hvid
Features	Syntetisk
Ingredienser/sammensætning	100% polyester
Længde/dybde	2.7 m
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	192 stk	42 cm	34 cm	31 cm	5703538854033
pk	12 stk	35 cm	16 cm	5.5 cm	4042809019476
stk	1 stk				4042809019469



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.