



Varenummer 220385

Polstervat, Soffban Synthetic, 2,7m x 10cm, hvid, syntetisk

- ✓ Høj materialetæthed
- ✓ Udmærket polstring
- ✓ Reducerer risikoen for sår
- ✓ Let at rive over
- ✓ Bekvem og let at applicere
- ✓ Vandafvisende
- ✓ Autoklaverbar



Produktbeskrivelse

Soffban Synthetic er et meget blødt og formbart polster, som beskytter huden. anvendes som polster inden anlæggelse af kompressionsbandagen eller gips. Beskytter og udfylder ved ujævnheder, så anlæggelsen bliver optimal. Er vandafvisende.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polstervat
Varemærke	Soffban
Vareserie	Synthetic
Farve	Hvid
Features	Syntetisk
Ingredienser/sammensætning	100% polyester
Længde/dybde	2.7 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	144 stk	42 cm	34 cm	31 cm	4042809019506
pk	12 stk	33 cm	20 cm	4.5 cm	
stk	1 stk				4042809019490



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.