



Varenummer 220393

Polstervat, Artiflex Soft, 3m x 15cm, hvid, syntetisk



Produktbeskrivelse

Anvendes som polster inden anlæggelse af kompressionsbandage eller gips. Beskytter og udfylder ved ujævnheder, så anlæggelsen bliver optimal.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Polstervat
Varemærke	Artiflex
Vareserie	Soft
Farve	Hvid
Features	Syntetisk
Ingredienser/sammensætning	100% polyester
Længde/dybde	3 m
Bredde	15 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	20 stk	33.3 cm	33.3 cm	15.5 cm	5703538863875
stk	1 stk				5703538863851



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.