



Varenummer 220394

## Polstervat, Leukotape Foam, 30x20cm



### Produktbeskrivelse

Leukotape Foam er et blødt polstermateriale, der anvendes til at lægge over hulrum, hvor man ønsker at kompressionen skal virke - eksempelvis bag ved mallolerne. Anvendes endvidere til beskyttelse mod tryk under diverse bandager. Kan klippes i ønskede faconer.

### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Polstervat                                                                       |
| Varemærke                        | Leukotape                                                                        |
| Vareserie                        | Foam                                                                             |
| Materiale                        | PU                                                                               |
| Længde/dybde                     | 30 cm                                                                            |
| Bredde                           | 20 cm                                                                            |
| Certifikater                     | CE, MD                                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse I                                                                         |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Holdbarhed, åbnet                | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde  | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|--------|---------------|
| kil   | 140 stk    | 42 cm   | 32 cm   | 34 cm  | 5703538853951 |
| pk    | 10 stk     | 30.5 cm | 20.5 cm | 4.5 cm |               |
| stk   | 1 stk      |         |         |        | 4005801080974 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.