



Varenummer 220412

Vatkugler, 500 stk./pose, usteril



Produktbeskrivelse

Anvendes til absorption, aftørring og beskyttelse ved sårbehandling eller procedurer, der ikke kræver sterile produkter. En pose med 500 stk. vejer 340 gram.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Vatkugler
Features	500 stk./pose, usteril
Ingredienser/sammensætning	60% viskose og 40% bomuld
Vægt, netto	0.5 g
Vægt, brutto	0.5 g
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12000 stk	60.9 cm	51.2 cm	42 cm	4042809434545
pk	500 stk	25 cm	18 cm	10 cm	4042809434538
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.