

Varenummer 220438

## Skumbandage, Allevyn Adhesive, 7,5x7,5cm, m/acrylatklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Højpermeabel topfilm
- ✓ Minimerer risikoen for maceration af såret og huden omkring
- ✓ Effektiv barriere mod bakterier
- ✓ Lavallergen klæber
- ✓ Klæber hæfter ikke til såret
- ✓ Høj tilpasningsevne til kroppens konturer
- ✓ Patientkomfort



### Produktbeskrivelse

Hydrocellulær skumbandage med høj væskehåndteringsevne. Allevyn Adhesive består af 3 lag: et perforeret sårkontaktlag med klæber, et skumlag og en bakterie- og vandtæt topfilm med klæbekant. Klæberen sikrer en optimal fiksering i op til 7 dage. Klæberen hæfter effektivt på intakt hud. Anvendes til moderat til kraftigt væskende sår af alle sårtyper.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Skumbandage                                                                      |
| Varemærke                        | Allevyn                                                                          |
| Vareserie                        | Adhesive                                                                         |
| Features                         | M/acrylatklæb, latexfri, steril                                                  |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR, hydrocellulær masse, PAer                                                   |
| Længde/dybde                     | 7.5 cm                                                                           |
| Bredde                           | 7.5 cm                                                                           |
| Størrelse på sårpude             | 5 x 5 cm                                                                         |
| Certifikater                     | CE.                                                                              |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIb                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC                                                                        |
| Holdbarhed                       | 5 år                                                                             |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genanvendes eller forbrændes.                                                |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde  | Højde   | EAN           |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kll   | 300 stk    | 26.7 cm | 34.2 cm | 42.5 cm | 5000223415150 |
| æske  | 10 stk     | 4.8 cm  | 15.8 cm | 13.3 cm | 5000223411572 |
| stk   | 1 stk      |         |         |         |               |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt