



Produktdatablad

Hydrogel, gelkonsistens, 8 g, steril

Varenummer: 220477



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Hydrogel. Varemærke: Intracite. Holdbarhed: 5 år. Ingredienser/sammensætning: CMC polymer, propylenglycol, vand. Features: 8 g, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: INTRASITE Gel er en klar, ikke-klæbende amorf hydrogel. Den anvendes til behandling af overfladiske og dybe sår. Gelen kan også anvendes til behandling af granulerende kaviteter, hudafskrabninger og brandsår forårsaget af stråling. INTRASITE Gel fremmer hurtig og nænsom debridering af nekrotisk væv ved at absorbere svampet væv og overskydende eksudat. INTRASITE Gel anvendes også til at skabe de bedste betingelser for et fugtigt sår miljø under granulations- og epitheliseringsfasen af sårhelingen. Dette gør INTRASITE Gel ideel til behandling af sår i alle stadier af sårhelingsprocessen. Den unikke Applipak dispenser gør det let at kontrollere applikationen i såret selv på vanskelige steder. Passende sekundær bandage lægges over. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.