



Varenummer 220478

Hydrogel, Intrasite, klar, 15 g, latexfri, steril

- ✓ Balanceret gelsammensætning
- ✓ Rehydrering af hårdt nekrotisk væv
- ✓ Løsgøring og absorbering af dødt væv og eksudat
- ✓ Optimalt miljø, som muliggør reepitelisering
- ✓ Mindsker ardannelse



Produktbeskrivelse

INTRASITE Gel er en klar, ikke-klæbende amorf hydrogel. Den anvendes til behandling af overfladiske og dybe sår. Gelen kan også anvendes til behandling af granulerende kaviteter, hudafskrabninger og brandsår forårsaget af stråling. INTRASITE Gel fremmer hurtig og nænsom debridering af nekrotisk væv ved at absorbere svampet væv og overskydende eksudat.

INTRASITE Gel anvendes også til at skabe de bedste betingelser for et fugtigt sårmiljø under granulations- og epitheliseringsfasen af sårhelingen. Dette gør INTRASITE Gel ideel til behandling af sår i alle stadier af sårhelingsprocessen. Den unikke Applipak dispenser gør det let at kontrollere applikationen i såret selv på vanskelige steder.

Passende sekundær bandage lægges over.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Hydrogel
Varemærke	Intrasite
Farve	Klar
Features	15 g, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	CMC polymer, propylenglycol, vand
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	40 stk	36.5 cm	19.5 cm	12 cm	5000223422462
æske	10 stk	18.6 cm	17.6 cm	5.1 cm	5000223411190
stk	1 stk				5000223415778



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.