



Varenummer 220483

Alginat, Algisite M, 5x5cm, uden klæber, steril

- ✓ Geldannelsen er med til at skabe et fugtigt sårmiljø
- ✓ Kan tilklippes, formes eller bøjes for at passe til diverse sårformer og -størrelser
- ✓ Er let at fjerne i ét stykke



Produktbeskrivelse

Algisite M alginat er en blød og formbar forbindelse, som danner en blød gel, når den kommer i kontakt med eksudat. Kan anvendes til alle typer sår i alle faser. Kan anvendes fra moderat til kraftigt væskende sår. Skal fikseres med passende sekundær bandage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Alginat
Varemærke	Algisite M
Features	Uden klæber, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Calciumalginat
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Steriliseringsmetode	R
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Må ikke bruges på patienter med kendt allergi overfor alginater
Holdbarhed	Ifølge udløbsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	15.8 cm	20.7 cm	28 cm	5000223425098
æske	10 stk	2.5 cm	14.5 cm	9.5 cm	
pk	10 stk	14.5 cm	9.5 cm	3.5 cm	5000223425081
stk	1 stk				5000223425074



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er kun til engangsbrug.

STERILE

Produktet er sterilt