



Varenummer 220493

Kompressionssæt, Profore Lite, til ankelomkreds 18-25 cm, latexfri

- ✓ Økonomisk i brug
- ✓ Vedvarende kompression
- ✓ Gradueret kompression
- ✓ Pålidelig og bekvem



Produktbeskrivelse

Profore Lite anvendes som kompressionsbehandling til patienter med venøs insufficiens med et ankel-armindex på >0,8. Kan ligge på i op til en uge. Ved første bandagering kan det være nødvendigt, at lægge ny bandage efter 3-4 dage. Bindenes samlede subbandagestryk er 40 mmHg ved anklen. Er til engangsbrug.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Kompressionssæt
Varemærke	Profore
Vareserie	Lite
Features	Til ankelomkreds 18-25 cm, latexfri
Materiale	Bomuld, viskose
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	8 stk	28.5 cm	16 cm	45.5 cm	5031844013968
stk	1 stk				5031844013883



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke
latex.