



Varenummer 220497

Salvekompres, Bactigras, 5x5cm, med klorhexidin, steril

- ✓ Paraffin-gazekompres med klorhexidin
- ✓ Sårkontaktlag til infektionstruede sår
- ✓ Hjælper fugtig sårheling
- ✓ Klæber ikke til sårbunden
- ✓ Skal fikseres



Produktbeskrivelse

Bactigras paraffingazekompres med klorhexidin anvendes som sårkontaktlag i sårbunden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden at denne klæber til sårbunden. Anvendes til profylaktisk behandling af infektionstruede sår. Kan evt. lægges i flere lag for at bevare såret fugtigt. Skal fikseres.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Bactigras
Features	Med klorhexidin, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Leno-gaze imprægneret med paraffin tilsat 0,5% klorhexidin-acetat BP
Længde/dybde	5 cm
Bredde	5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	600 stk	25 cm	17.4 cm	19.3 cm	5000223424411
pk	50 stk	7.8 cm	6 cm	12 cm	5000223074562
stk	1 stk				5000223421977



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE