



Varenummer 220498

## Salvekompres, Bactigras, 10x10cm, med klorhexidin, steril

- ✓ Paraffin-gazekompres med klorhexidin
- ✓ Sårkontaktlag til infektionstruede sår
- ✓ Hjælper fugtig sårheling
- ✓ Klæber ikke til sårbunden
- ✓ Skal fikseres



### Produktbeskrivelse

Bactigras paraffingazekompres med klorhexidin anvendes som sårkontaktlag i sårbunden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden at denne klæber til sårbunden. Anvendes til profylaktisk behandling af infektionstruede sår. Kan evt. lægges i flere lag for at bevare såret fugtigt. Skal fikseres.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Bactigras
Features	Med klorhexidin, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Leno-gaze imprægneret med paraffin tilsat 0,5% klorhexidin-acetat BP
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse III
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	27.7 cm	19.1 cm	11.6 cm	5000223424428
pk	10 stk	1.6 cm	17.3 cm	13 cm	5000223074579
stk	1 stk				5000223421984



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE