



Varenummer 220503

Salvekompres, Jelonet, 40x10cm, steril

- ✓ Paraffin imprægneret forbindelse
- ✓ Specialvævet af ren bomuldsgaze



Produktbeskrivelse

Jelonet paraffin gazekompres anvendes som sårkontaktlag i sårbinden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden at denne klæber til sårbinden. Kan evt. lægges i flere lag for at bevare fugten i såret. Skal fikseres.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Jelonet
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Gaze af 100% bomuld imprægneret med paraffin
Længde/dybde	40 cm
Bredde	10 cm
Steriliseringsmetode	Gamma irradiation
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	60 stk	21.4 cm	16.3 cm	28 cm	5000223424459
æske	10 stk	26.5 cm	14.8 cm	3.2 cm	5000223074593
stk	1 stk				5000223421953



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE