



Varenummer 220505

## Salvekompres, Jelonet, 2m x 15cm, steril

- ✓ Paraffin imprægneret forbindelse
- ✓ Specialvævet af ren bomuldsgaze



### Produktbeskrivelse

Jelonet paraffin gaze kompres anvendes som sårkontaktlag i sår bunden og er med til at vedligeholde den fugtige sårheling og skabe kontakt til den sekundære forbindelse, uden at denne klæber til sår bunden. Kan evt. lægges i flere lag for at bevare fugten i såret. Skal fikseres.

STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Salvekompres
Varemærke	Jelonet
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Gaze af 100% bomuld imprægneret med paraffin
Længde/dybde	2 m
Bredde	15 cm
Steriliseringsmetode	Gamma irradiation
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	48 stk	37 cm	37 cm	24 cm	5000223424404
pk	12 stk	16.6 cm	11.3 cm	36 cm	5000223074159
stk	1 stk				5000223421960



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE