



Varenummer 220508

## Absorberende kompres, Melolin, 10x10cm, hvid, uden klæber, latexfri, steril

- ✓ Kraftigt absorberende kompres
- ✓ Ikke-hæftende, perforeret fil
- ✓ Beskytter såret mod slag og stød
- ✓ Let at klippe til i størrelsen
- ✓ Høj patientkomfort



### Produktbeskrivelse

Melolin består af et kraftigt absorberende bomulds-/akrylkompres, der på den ene side har en varmepåsejst tynd, perforeret polyesterfilm, som lægges mod såret. Det kraftige bomulds-/akrylkompres sikrer maksimal absorption, og der er derfor ringe mulighed for eksudatgennemtrængning. Melolin giver patienten god beskyttelse og er behagelig såvel under helingsprocessen som ved forbindelse. Anvendes til absorption af såreksudat ved let væskende sår. Kan klippes i. Skal fikseres med sekundær bandage.



STERILE

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Absorberende kompres
Varemærke	Melolin
Farve	Hvid
Features	Uden klæber, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Bomuld, akrylfibre, polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1200 stk	60.4 cm	33.5 cm	42.4 cm	10500022417628
pk	100 stk	16.2 cm	29.5 cm	13.5 cm	5000223049416
stk	1 stk				5703538910418



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt