



Varenummer 220523

Filmforbinding, Opsite Post-Op, 9,5x8,5cm, steril, engangs

- ✓ Vand- og bakteriebarriere
- ✓ Lav-allergen klæbemasse



Produktbeskrivelse

Opsite film med melolin sårkompres. Anvendes til post-operative sår, mindre snitsår, afskrabninger og flænger. Vand- og bakteriebarriere, lav-allergen klæbemasse.

STERILE

Specifikationer

| | |
|----------------------------------|--|
| Produktbetegnelse | Filmforbinding |
| Varemærke | Opsite |
| Vareserie | Post-Op |
| Features | Steril |
| Engangs/flergangs | Engangs |
| Ingredienser/sammensætning | PUR, bomuld, akryl |
| Længde/dybde | 9.5 cm |
| Bredde | 8.5 cm |
| Størrelse på sårpude | 3,7 x 7,3 cm |
| Certifikater | CE. |
| CE-klasse (medicinsk udstyr) | Klasse Is |
| Direktiver, lovgivning og regler | 93/42/EEC |
| Holdbarhed | 5 år |
| Opbevaringsinstruktioner | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. |
| Bortskaffelse af produkt | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage | Kan genanvendes eller forbrændes. |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|---------|---------|---------|---------------|
| kl | 200 stk | 25 cm | 20 cm | 28.8 cm | 5000223441265 |
| pk | 20 stk | 18.3 cm | 12.1 cm | 5.4 cm | 5000223441258 |
| stk | 1 stk | | | | 5000223441241 |



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE