

Produktdatablad

OpSite* Post-Op

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Smith & Nephew Medical Ltd.
Adresse Hessle Road, Hull HU3 2BN
Land England
Website: www.smith-nephew.com

1.2. Forhandler:

Navn Smith & Nephew A/S
Adresse Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 45806100
Fax nr. 45806151
E-mail: sn.dk@smith-nephew.com
Website: www.smith-nephew.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 / EN46001

Forhandler: ISO9002

2. Produktet

2.1 Handelsnavn OpSite* Post-Op

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir: ☒

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld: ☒

Økologisk:

Andet: Polyurethan, Akrylklæbemasse
Kompres af bomuld/akryl med PE kontaktag

3.2. Plast:

Plast-typer: PU, PE

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☒

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: IIA

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☐

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14000

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

< 25 C

Opbevares bedst i originalemballagen

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X		X	
Transportemballage	X		X	X

Produktoplysninger:

Steril Postoperativ film-forbinding med ikke-hæftende Melolin*-kompres
Vandtæt, bakterietæt. Semipermeabel. Stor fordampningsevne.

MVTR: ca. 3000

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Steril
66000708	66000708			OPSITE POST-OP	6.5 X 5,0 CM	100 STK.	18	*
66000709	66000709			OPSITE POST-OP	9.5 X 8.5 CM	20 STK.	20	*
66000710	66000710			OPSITE POST-OP	12,0 X 10,0 CM	20 STK.	20	*
66000712	66000712			OPSITE POST-OP	15.5 X 8.5 CM	20 STK.	20	*
66000713	66000713			OPSITE POST-OP	20,0 X 10,0 CM	20 STK.	20	*
66000714	66000714			OPSITE POST-OP	25,0 X 10,0 CM	20 STK.	20	*
66000715	66000715			OPSITE POST-OP	30,0 X 10,0 CM	20 STK.	20	*
66000716	66000716			OPSITE POST-OP	35,0 X 10,0 CM	20 STK.	20	*