




Varenummer 220524

Filmforbinding, Opsite Post-Op, 12x10cm, steril, engangs

- ✓ Vand- og bakteriebarriere
- ✓ Lav-allergen klæbemasse



Produktbeskrivelse

Opsite film med melolin sårkompres. Anvendes til post-operative sår, mindre snitsår, afskrabninger og flænger. Vand- og bakteriebarriere, lav-allergen klæbemasse.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Opsite
Vareserie	Post-Op
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, bomuld, akryl
Længde/dybde	12 cm
Bredde	10 cm
Størrelse på sårpude	5 x 7.5 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	100 stk	23.3 cm	16.4 cm	31 cm	5000223441296
pk	10 stk	2.7 cm	21.7 cm	14.8 cm	5000223441289
æske	10 stk	2.7 cm	21.7 cm	14.8 cm	5000223441289
stk	1 stk				5000223441272



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE