




Varenummer 220525

Filmforbinding, Opsite Post-Op, 15,5x8,5cm, steril, engangs

- ✓ Vand- og bakteriebarriere
- ✓ Lav-allergen klæbemasse



Produktbeskrivelse

Opsite film med melolin sårkompres. Anvendes til post-operative sår, mindre snitsår, afskrabninger og flænger. Vand- og bakteriebarriere, lav-allergen klæbemasse.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Opsite
Vareserie	Post-Op
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, bomuld, akryl
Længde/dybde	15.5 cm
Bredde	8.5 cm
Størrelse på sårpude	3.7 x 12 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	200 stk	26 cm	29.2 cm	26 cm	5000223441357
pk	20 stk	24.5 cm	1.2 cm	5.4 cm	5000223441340
stk	1 stk				5000223441333



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE