



Varenummer 220549

Post-OP forbinding, Cutiplast, 10x8cm, hvid, steril, engangs

- ✓ Blød post-op forbinding
- ✓ Absorberende sårpude
- ✓ Hudvenlig klæber
- ✓ Til let-moderat væskende sår



Produktbeskrivelse

Blød post-op forbinding med en absorberende sårpude og hudvenlig klæber. Anvendes til let til moderat væskende sår, eks. efter suturering og ved overfladiske sår.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Post-OP forbinding
Varemærke	Cutiplast
Farve	Hvid
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Polyester, akryl
Længde/dybde	10 cm
Bredde	8 cm
Størrelse på sårpude	4.5 x 5.3 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	350 stk	40 cm	23.8 cm	19.6 cm	
pk	50 stk	16.5 cm	12 cm	9 cm	
stk	1 stk				



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE