



Varenummer 220569

Filmforbinding, Opsite Flexigrid, 25x12cm, transparent, steril

- ✓ Vandtæt
- ✓ Baktieritæt
- ✓ Simpel og effektiv applikationsteknik
- ✓ Hurtig og mindre smertefuld sårheling
- ✓ Smidig og elastisk film



Produktbeskrivelse

Semipermeabel filmbandage. Anvendes som beskyttende bandage alene eller som sekundær/fikserende bandage i kombination med andre sårbandager. Bakterie-, virus- og væsketæt. Kan klippes i mindre dele, så det passer til såret.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Opsite
Vareserie	Flexigrid
Sekundær farve	Transparent
Features	Steril
Ingredienser/sammensætning	PUR, PE, akryl
Længde/dybde	25 cm
Bredde	12 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	32.5 cm	17.9 cm	36.8 cm	5000223414856
pk	20 stk	2.8 cm	35.2 cm	16.3 cm	5000223046323
stk	1 stk				5000223415440



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE