



Produktdatablad

Sårbedringssvamp, Debrisoft Lolly

Varenummer: 220573



Varedeklaration

Forpakning: 5 Stk pr. Pakke, 4 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Sårrens. Varemærke: Debrisoft. Vareserie: Lolly. Holdbarhed: 3 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: monofilamente polyester. Features: m/brudsikkert håndtag, enkeltvis pakket, steril. Engangs/flergangs: engangs. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIa. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Debrisoft Lolly anvendes til debridement af sår og hudomgivelser. Den er specielt god til kaviteter og vanskeligt tilgængelige sårområder herunder kirurgisk invasive sår. Det sikrer en effektiv, hurtig og smertefri debridement af sår og hudomgivelser. Pudsen vædes med NaCl eller vand og såret soigner. Den er udstyret med røntgentråd og råder over en måleenhed på pinden. Er til engangsbrug. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.