

Varenummer 220579

IV-fiksering, Opsite IV3000, 9x7cm, hvid, m/split, steril

- ✓ Unik one-hand påsætning
- ✓ Ekstra høj fordampningsevne



Produktbeskrivelse

Semipermeabel, transparent kateter fiksering. Unik one-hand påsætning. Ekstra høj fordampningsevne - specielt velegnet til fiksering af centrale og perifere venekatetre. Er med slids til fiksering af katetre.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	Opsite
Vareserie	IV3000
Farve	Hvid
Features	M/split, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Akryl, PE, PU
Længde/dybde	9 cm
Bredde	7 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	2000 stk	56 cm	26.5 cm	33 cm	5000223417376
boks	100 stk	11.2 cm	10.3 cm	15.4 cm	5000223411497
stk	1 stk				5000223417369



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt