

Varenummer 220580

Filmforbinding, Opsite IV3000, 7x6cm, transparent, steril, engangs

- ✓ Vandtæt
- ✓ Nem at fjerne



Produktbeskrivelse

Semipermeabel filmbandage med ekstra høj fordampningsevne. Dette bevirker, at filmen toleres bedre af sart hud. Er udstyret med one-hand-system, der giver en let applikering. Er specielt velegnet til fiksering af centrale og perifere venekatetre, men kan også bruges som fiksering eller beskyttende bandage. Uden slids. Væske-, bakterie- og virustæt.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Opsite
Vareserie	IV3000
Sekundær farve	Transparent
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, PE, akryl
Længde/dybde	7 cm
Bredde	6 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	1800 stk	33.3 cm	14.8 cm	49.5 cm	5000223417390
pk	100 stk	13.2 cm	7.7 cm	9.3 cm	5000223040079
stk	1 stk				5000223417383



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE