



Varenummer 220583

Sårrens, Debrisoft, 10x10cm, steril



Produktbeskrivelse

Debrisoft anvendes til soignering af sår og hudomgivelser. Det sikrer en effektiv, hurtig og smertefri oprensning af sår og hudomgivelser. Pudsen vaskes med NaCl eller vand og såret soigner. Er til engangsbrug. Obs: kan ikke bruges som sårbandage.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sårrens
Varemærke	Debrisoft
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	Monofilamente polyester
Længde/dybde	10 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	10 pk	31 cm	24.2 cm	20.4 cm	04021447537757
pk	5 stk	15 cm	13.7 cm	5.5 cm	4021447537764



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

STERILE

Produktet er sterilt