



Varenummer 220587

Filmforbinding, Opsite IV3000, 20x10cm, transparent, steril, engangs

- ✓ Vandtæt
- ✓ Nem at fjerne



Produktbeskrivelse

Semipermeabel filmbandage med ekstra høj fordampningsevne. Dette bevirker, at filmen toleres bedre af sart hud. Er udstyret med one-hand-system, der giver en let applikering. Er specielt velegnet til fiksering af centrale og perifere venekatetre, men kan også bruges som fiksering eller beskyttende bandage. Uden slids. Væske-, bakterie- og virustæt.

STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Filmforbinding
Varemærke	Opsite
Vareserie	IV3000
Sekundær farve	Transparent
Features	Steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR, PE, akryl
Længde/dybde	20 cm
Bredde	10 cm
Certifikater	CE.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse Is
Direktiver, lovgivning og regler	93/42/EEC
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	200 stk	25.3 cm	14.5 cm	40.5 cm	5000223422233
boks	50 stk	11.5 cm	12.8 cm	19.2 cm	
pk	50 stk	11.5 cm	12.8 cm	19.2 cm	
stk	1 stk				5000223426668



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

Produktet er sterilt

STERILE