



Varenummer 220592

## Tape, Transpore, 9,1m x 2,5cm, transparent, latexfri, usteril

- ✓ Transparent fikseringstape
- ✓ Til bandager, katetre og kanyler
- ✓ Kan rives på langs og på tværs



### Produktbeskrivelse

Transpore tape anvendes til bl.a. fiksering af bandager, katetre, kanyler. Kan rives over på langs og på tværs.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Transpore
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Acrylat, PE, vinylacetat
Længde/dybde	9.1 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	24 cm	18 cm	29 cm	4054596777859
pk	12 stk	17.3 cm	11.6 cm	5.6 cm	4054596777842
stk	1 stk				4054596824812



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende - også over tid.



Produktet indeholder ikke latex.