



3M™ Transpore™

Kirurgisk tape

Produktbeskrivelse

Transpore er en gennemsigtig, vandafvisende tape, der giver god vedhæftning til både hud og medicinsk udstyr. Den er let at rive over i to retninger, hvilket gør den brugervenlig og effektiv til fiksering. Den er belagt med et hudvenligt akrylatbaseret klæbemiddel.

Anvendelsesområder

Transpore bruges til generel fiksering, bandagefiksering og til fastgørelse af medicinsk udstyr til intakt hud.

Egenskaber

- Gennemsigtig og vandafvisende
- Let at rive over både på langs og på tværs
- Latexfri med meget lav risiko for at forårsage hudirritation
- God vedhæftning til hud og medicinsk udstyr

Tip

Beskyt følsom hud mod limrelateret hudskade (MARSI) med 3M™ Cavilon™ No Sting Barrierefilm.

Bestillingsoplysninger

Varenr.	Størrelse	Antal/pakke
1527-0	1,25 cm × 9,1 m	24
1527-1	2,5 cm × 9,1 m	12
1527S-1	2,5 cm × 1,37 m	100
1527-2	5 cm × 9,1 m	6
1527-3	7,5 cm × 9,1 m	4