



Produktdatablad

Kompressionssæt, Coban 2, 2-lags, 10cm x 4,5m

Varenummer: 220595



Varedeklaration

Forpakning: 8 stk pr. kolli. 50 kolli pr. palle. Produktbetegnelse: Kompressionssæt. Varemærke: Coban. Vareserie: 2. Holdbarhed: 2 år. Holdbarhed, åbnet: 2 år. Materiale: polyester, PU, spandex. Antal lag: 2-lags. Features: latexfri, usteril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 4,5 m. Bredde: 10 cm. Certifikater: CE, MD. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse I. Direktiver, lovgivning og regler: MDR (EU) 2017/745. Produktbeskrivelse: Coban 2 2-lags kompressionsbandagesystem specielt designet til at yde en effektiv, terapeutisk kompression. Anvendes ved venøse bensår, hvor man ønsker en stabil og vedvarende kompression. Kan anvendes som kompressionsbandage, hvor ankel-arm index er lig med eller større end 0,8. De to bandager hæfter på hinanden og glider ikke ned af benet. Kan sidde på benet i op til 7 dage. Ved første bandagering kan det være nødvendigt at lægge ny bandage efter 3-4 dage. Den tynde profil giver patienten mulighed for at anvende almindeligt fodtøj. Bandagen er til engangsbrug. Se datablad for anlæggelsesteknik. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.