

3M Science.
Applied to Life.™



Multifunktionelt



3M™ Micropore™

Behagelig og åndbar.

- Skånsom for huden, men klæber godt
- Tilpasser sig konturer, meget åndbar papirtape
- Efterlader minimalt klæbestofrester

3M™ Micropore™

Anvendelse: Generel fiksering

- Blodprøvetagning
- I.V.-ledninger og -slanger
- Forbindinger
- Ikke-kritiske slanger

Ideel til intakt hud

Tape materiale: Papir

Fås i korte ruller til én patient ✓

Andre multifunktionelle 3M kirurgiske tapes:

- 3M™ Transpore™ White
- 3M™ Transpore™



Bestillingsinformation

Varenr.:	Størrelse	Ruller/æske	Æsker/karton
1530-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
1530-1	2,5 cm x 9,14 m	12	10
1530-2	5 cm x 9,14 m	6	10
1530-3	7,5 cm x 9,14 m	4	10
Korte ruller til én patient			
1530S-1	2,5 cm x 1,37 m	100	5
Lysebrun			
1533-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
1533-1	2,5 cm x 9,14 m	12	10
1533-2	5 cm x 9,14 m	6	10
Med dispenser			
1535-0	1,25 cm x 9,14 m	24	10
1535-1	2,5 cm x 9,14 m	12	10
1535-2	5 cm x 9,14 m	6	10



For mere information besøg 3m.dk/kirurgisktape eller kontakt dit lokale 3M-datterselskab.



3M a/s
Health Care
Hannemanns Allé 53
2300 København S
www.3mdanmark.dk

3M, Micropore og Transpore er registrerede varemærker tilhørende 3M. Venligst genbrug.
© 3M 2018. Alle rettigheder forbeholdes.