



Varenummer 220604

Tape, Durapore, 9,1m x 2,5cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Silketape
- ✓ Kan afkortes uden brug af saks



Produktbeskrivelse

Durapore silketape fremstillet af rayon. Anvendes til fiksering af bandager, katetre og kanyler. Kraftig, hudvenlig klæber, der klæber i op til 7 dage. Kan rives over uden brug af saks.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Durapore
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Rayonacetate med acrylatklæber
Længde/dybde	9.1 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	120 stk	24.2 cm	18.8 cm	29 cm	4064035093303
æske	12 stk	17.3 cm	11.6 cm	5.6 cm	4064035093297
stk	1 stk				4064035093280



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.