



Varenummer 220607

Tape, Blenderm, 4,5m x 2,5cm, hvid, latexfri, usteril

- ✓ Transparent, okklusiv plasttape
- ✓ Høj klæbestyrke
- ✓ Luft- og vandtæt
- ✓ Hypoallergen



Produktbeskrivelse

Blenderm Kirurgisk tape er en transparent, okklusiv plasttape, som opretter en tæt lukket filmbarriere, der giver ekstra støtte og kan modstå stræk. Tapen har høj klæbestyrke, hvilket gør den ideel til fiksering af store forbindinger, stabilisering af fingerskinner og immobilisering af fingre og tæer.

Tapen luft- og vandtæt og kan anvendes til testlapper og lokalvirkende præparater.

Tapen er hypoallergen og kan klæbe i op til 7 dage.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Tape
Varemærke	Blenderm
Farve	Hvid
Features	Latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Acrylatklæber, transparent PEfolie
Længde/dybde	4.5 m
Bredde	2.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	120 stk	41.9 cm	12.7 cm	13.5 cm	50707387794250
pk	12 stk	11.9 cm	8.1 cm	5.9 cm	30707387794256
stk	1 stk				707387794255



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.