

3M™ Micropore™

Kirurgisk tape



Produktbeskrivelse

Micropore er en mikroporøs kirurgisk tape, belagt med et hudvenligt akrylatbaseret klæbemiddel.

Anvendelsesområder

Micropore er en multifunktionel kirurgisk tape, der er fleksibel, hudvenlig og åndbar, hvilket gør den ideel til ikke-kritisk fiksering af forbindinger, slanger og medicinsk udstyr til huden.

Egenskaber

- Åndbar og fleksibel
- Kan nemt rives over både på langs og på tværs
- Latexfri og meget hudvenlig
- Fås i farverne hvid eller brun
- Fås med eller uden dispenser
- God vedhæftning, sidder sikkert på huden, også når den bliver våd
- Let at håndtere, selv med handsker
- Nem at fjerne

Tip

Beskyt følsom hud mod limrelateret hudskade (MARSI) med 3M™ Cavilon™ No Sting barrierrefilm.

Bestillingsoplysninger Micropore hvid

Varenr.	Størrelse	Beskrivelse	Antal/pakke
1530-0	1,25 cm × 9,1 m	uden dispenser	24
1530-1	2,5 cm × 9,1 m	uden dispenser	12
1530S-1	2,5 cm × 1,37 m	uden dispenser	100
1530-2	5 cm × 9,1 m	uden dispenser	6
1530-3	7,5 cm × 9,1 m	uden dispenser	4
1535E-0	1,25 cm × 9,1 m	med dispenser	24
1535E-1	2,5 cm × 9,1 m	med dispenser	12
1535E-2	5 cm × 9,1 m	med dispenser	6

Bestillingsoplysninger Micropore brun

Varenr.	Størrelse	Beskrivelse	Antal/pakke
1533-0	1,25 cm × 9,1 m	uden dispenser	24
1533-1	2,5 cm × 9,1 m	uden dispenser	12
1533-2	5 cm × 9,1 m	uden dispenser	6