



Varenummer 220632

Fikseringstape, Medipore, 10m x 10cm, hvid, med liner, latexfri, usteril

- ✓ Nonwoven polyestertape
- ✓ Hypoallergen klæber
- ✓ Blød og skånsom mod huden
- ✓ Til fiksering af katetre og udstyr
- ✓ Velegnet til tynd, følsom hud



Produktbeskrivelse

Nonwoven polyestertape med hypoallergen klæber. Smidig, blød og behagelig. Skånsom mod huden. Anvendes til fiksering af katetre og andet udstyr samt på tynd følsom hud, hvor bandagen har svært ved at sidde godt. Anvendes ligeledes til gentagne bandageringer, hvor det er vigtigt at holde huden hel, f.eks. bandagering af kroniske sår.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstape
Varemærke	Medipore
Farve	Hvid
Features	Med liner, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Polyester nonwoven, polyakrylat klæb
Længde/dybde	10 m
Bredde	10 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	12 stk	27.5 cm	22.3 cm	19.3 cm	54001895903798
stk	1 stk				4046719001514



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende - også over tid.



Produktet indeholder ikke latex.