



3M™ Medipore™

Fleksibel kirurgisk tape

Produktbeskrivelse

Medipore er en fleksibel og blød kirurgisk tape, der let kan rives over (Medipore H) eller skæres (Medipore med liner) til den ønskede størrelse. Tapen er belagt med et hudvenligt, akrylatbaseret klæbemiddel.

Anvendelsesområder

Medipore er velegnet til ikke-kritisk fiksering af forbindinger eller medicinsk udstyr.

Egenskaber

- Sikker pasform: Tilpasser sig kroppens konturer og ved eventuel hævelse
- Høj patientkomfort: Blød, elastisk og behagelig at have på.
- Stærk vedhæftning og høj permeabilitet: Klæber sikkert til huden og lader huden ånde.
- Hudvenlig: Latexfri og med lav risiko for hudirritation

Tip

Beskyt følsom hud mod limrelateret hudskade (MARSI) med 3M™Cavilon™ No Sting Barrirefilm.

Bestillingsoplysninger Medipore H, perforeret og let at rive over

Varenr.	Størrelse	Antal/pakke
2861	2,5 cm × 9,1 m	24
2862	5 cm × 9,1 m	12
2863	7,5 cm × 9,1 m	12
2864	10 cm × 9,1 m	12
2860-6	15 cm × 9,1 m	6
2868	20 cm × 9,1 m	6

Bestillingsoplysninger Medipore på rulle med liner

Varenr.	Størrelse	Antal/pakke
2991/1	5 cm × 10 m	24
2991/2	10 cm × 10 m	12
2991/3	15 cm × 10 m	12
2991/4	20 cm × 10 m	6