



Varenummer 220638

## Fikseringstape, Medipore, 9,1m x 7,5cm, hvid, på rulle, perforeret, latexfri, usteril

- ✓ Til fiksering af bandager, katetre og kanyler
- ✓ Rulles ud i ønsket længde
- ✓ Afrives ved perforering



### Produktbeskrivelse

Anvendes til fiksering af bandager, katetre og kanyler. Det ønskede stykke rulles ud og afrives ved perforeringen.



### Specifikationer

Produktbetegnelse	Fikseringstape
Varemærke	Medipore
Farve	Hvid
Features	På rulle, perforeret, latexfri, usteril
Ingredienser/sammensætning	Polyester nonwoven, polyakrylat klæb
Længde/dybde	9.1 m
Bredde	7.5 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år fra produktionsdato
Holdbarhed, åbnet	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	12 stk	21.5 cm	14.5 cm	16.7 cm	50707387794335
stk	1 stk				707387794330



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende - også over tid.



Produktet indeholder ikke latex.