



Varenummer 220642

Skumbandage, Tegaderm Foam Adhesive, 7,6x6,9cm, oval, u/klæbende kontaktag, m/filmklæb, latexfri, steril, engangs

- ✓ Hurtig absorberende
- ✓ Væske-, bakterie- og virusbarriere
- ✓ Nem at fjerne fra følsom hud
- ✓ Blød og behagelig skum



Produktbeskrivelse

Tegaderm FoamAdhesive er en blød polyuretanskum med kraftig absorption og høj fordampningsevne. Midte af ekstra absorberende materiale, yderside af film. Anvendes til let til kraftigt væskende sår. Klæbekant af film, nem at applikere grundet det unikke edderkoppe applikeringssystem. Væske- og bakterietæt. Kan sidde i op til 7 dage.



STERILE

Specifikationer

Produktbetegnelse	Skumbandage
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	Foam Adhesive
Features	Oval, u/klæbende kontaktag, m/filmklæb, latexfri, steril
Engangs/flergangs	Engangs
Ingredienser/sammensætning	PUR-skum belagt med PUR-film, PAer
Længde/dybde	7.6 cm
Bredde	6.9 cm
Størrelse på sårpude	3,1 x 3,8 cm
Certifikater	CE. MD.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIb
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	2 år fra produktionsdato
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	40 stk	27.8 cm	20 cm	15.8 cm	4064035036836
pk	10 stk	17.8 cm	12.5 cm	6.5 cm	4064035036829
stk	1 stk				4064035036812



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet indeholder ikke latex.

STERILE

Produktet er sterilt