



Produktdatablad

Skumbandage m/filmklæbekant, u/klæbende kontaktlag, steril, 6,9 x 7,6 cm, Tegaderm

Varenummer: 220642



Varedeklaration

Forpakning: 10 Stk pr. Pakke, 2 Pakke pr. Æske. Produktbetegnelse: Skumbandage. Varemærke: Tegaderm. Vareserie: Foam Adhesive. Holdbarhed: 2 år fra produktionsdato. Ingredienser/sammensætning: PUR-skum belagt med PUR-film, PAer. Features: oval, u/klæbende kontaktlag, m/filmklæb, latexfri, steril. Engangs/flergangs: engangs. Længde/dybde: 7,6 cm. Bredde: 6,9 cm. Certifikater: CE. Opbevaringsinstruktioner: Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys. CE-klasse (medicinsk udstyr): Klasse IIb. Størrelse på sårpude: 3,1 x 3,8 cm. Direktiver, lovgivning og regler: 93/42/EEC. Produktbeskrivelse: Tegaderm FoamAdhesive er en blød polyuretanskum med kraftig absorption og høj fordampningsevne. Midte af ekstra absorberende materiale, yderside af film. Anvendes til let til kraftigt væskende sår. Klæbekant af film, nem at applikere grundet det unikke edderkoppe applikeringsystem. Væske- og bakterietæt. Kan sidde i op til 7 dage. Bortskaffelse af produkt: Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. Bortskaffelse af emballage: Kan genanvendes eller forbrændes.