



Varenummer 220657

## Filmforbinding, Tegaderm + Pad, 35x9cm, med sårpude, latexfri, steril, engangs

- ✓ Fremragende klæbeevne
- ✓ Tilpasser sig nemt til vanskelige kropskonturer
- ✓ Risiko for maceration nedsættes
- ✓ Pude hæfter ikke i såret
- ✓ Bakterie-, virus- og væsketæt



### Produktbeskrivelse

3M™ Tegaderm™ +Pad filmforbinding med absorberende sårpude er en praktisk og steril alt-i-en-forbinding. Den absorberende sårpude er vandtæt og har virus- og bakteriebarriere. Sammen med en gennemsigtig filmforbinding sikrer der en normal sårheling med færre smerter og traumer.

Anvendes til postoperativ bandage ved små operationer og ved let til moderat væskende sår.

Klæberen er hudvenlig og efterlader ikke klæberester.



### Specifikationer

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbetegnelse                | Filmforbinding                                                                   |
| Varemærke                        | Tegaderm                                                                         |
| Vareserie                        | + Pad                                                                            |
| Features                         | Med sårpude, latexfri, steril                                                    |
| Engangs/flergangs                | Engangs                                                                          |
| Ingredienser/sammensætning       | PUR, acrylatklæber, rayonfibre lamineret med en mikroporøs PE film               |
| Længde/dybde                     | 35 cm                                                                            |
| Bredde                           | 9 cm                                                                             |
| Størrelse på sårpude             | 4,5 x 30 cm                                                                      |
| Certifikater                     | CE, MD                                                                           |
| CE-klasse (medicinsk udstyr)     | Klasse IIa                                                                       |
| Direktiver, lovgivning og regler | MDR (EU) 2017/745                                                                |
| Holdbarhed                       | 3 år fra produktionsdato                                                         |
| Opbevaringsinstruktioner         | Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.                     |
| Bortskaffelse af produkt         | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| Bortskaffelse af emballage       | Kan genbruges eller forbrændes.                                                  |

### Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde  | Bredde | Højde   | EAN            |
|-------|------------|---------|--------|---------|----------------|
| kll   | 4 pk       | 43.9 cm | 16 cm  | 18.2 cm | 04064035100216 |
| pk    | 25 stk     | 14.6 cm | 3.9 cm | 40.6 cm | 04064035100223 |



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.