



Varenummer 220658

IV-fiksering, Tegaderm I.V., 5,7x5cm,
transparent, latexfri, steril, barn



Produktbeskrivelse

Tegaderm IV- fiksering til børn. Med bamsemotiv. En transparent tynd film, hvilket gør at huden under forbindingen bedre kan observeres. Elasticiteten gør Tegaderm behagelig ved f.eks. ødemdannelse. Hudvenlig acrylatklæber, som ikke efterlader klæbestoffer på huden.



Specifikationer

Produktbetegnelse	IV-fiksering
Varemærke	Tegaderm
Vareserie	I.V.
Sekundær farve	Transparent
Features	Latexfri, steril, barn
Materiale	Acrylat, polyester, PU
Længde/dybde	5.7 cm
Bredde	5 cm
Certifikater	CE, MD
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse IIa
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	3 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Ubrudt emballage forbrændes, brudt emballage afleveres som risikoaffald til forbrænding.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	400 stk	23.1 cm	16.8 cm	16 cm	50707387559521
pk	100 stk	16.1 cm	10.7 cm	7.6 cm	
boks	100 stk	16.1 cm	10.7 cm	7.6 cm	
stk	1 stk				



Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.



CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.



Produktet er sterilt



Produktet indeholder ikke latex.



Produktet er fuldt åndbart, hvilket gør det behageligt og hudvenligt at anvende – også over tid.