



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

Datablad

3M™ Tegaderm™ 1610

Produktbeskrivelse:

3M Tegaderm™ 1610 er en I.V. forbinding, specielt designet til børn. Produktet består af en tynd polyuretan film med en blød tekstilkant og sterile strips til fiksering af kateterudstyr. Se Dansk Standard: Hygiejnestandard DS-2451-3

Egenskaber:

- Specielt design til børn
- Sterile strips for bedre fiksering af kateterudstyr
- Blød tapekant giver bedre patientkomfort
- Giver en sikker barriere imod udefra kommende væsker, bakterier og virus*
- Fungerer som badeplaster
- Semipermeabel
- Stabiliserer kateteret og fikserer det effektivt
- Tillader daglig inspektion af indstikssted
- Steril

*Laboratory testing has proven Tegaderm and Tegaderm HP transparent dressings provide a barrier against HIV-1 and HBV while the dressings remain intact without leakage.

Fordele:

- Sikker fiksering af katetre
- Specielt design for bedre patientkomfort

Indikationer:

- I.V. katetersteder
- Til fastgørelse eller dækning af intravaskulære katetre

OBS: Anvendelse af enhver forbinding til fiksering af forskellige katetre bør indgå i en veldefineret protokol for kateterbehandling til forebyggelse af infektion.



3M

Brugsvejledning:

- Fjern lineren på den klæbende side
- Placér den transparente del over indstiksstedet
- Tryk forbindingen plads mens rammen fjernes
- Anvend de sterile strips til fiksering af kateter og/eller slanger

Deklaration:

- Film: Polyurethan
- Klæbestof: Akrylatklæber
- Forstærkede del og tape strips: Polyester fibre

Bestillingsinformation**3M™ Tegaderm™ 1610**

Varenr.:	Størrelse i cm	Antal/æske	Æsker/karton
1610	5 x 5,7 cm	100	4